

### Les visières s'utilisent en cas de soins aérosolisants avec port du masque FFP2 en-dessous



#### Manœuvres au niveau de la sphère respiratoire avec risque d'aérosolisation :

- Intubation / Extubation
- Ventilation mécanique avec circuit expiratoire « ouvert »
- Ventilation mécanique non invasive (VNI)
- Aspiration endotrachéale
- Fibroscopie bronchique
- Kinésithérapie respiratoire
- Aérosolthérapie
- Prélèvement nasal ou nasopharyngé
- Autopsie
- Soins dentaires (avec aérosolisation)
- EFR (spirométrie et actes réalisés en système non clos)
- oxygénothérapie > 6L/min

### Entretien de la visière :

#### Les visières non démontables à écran souple :

- sont à usage unique et à jeter dans le DASRI après utilisation



#### Les visières démontables à écran souple :

- L'écran souple est à usage unique : à la fin du soin, il se retire du serre-tête et se jette dans le DASRI

Les écrans souples de remplacement sont à commander au niveau du CGRIN



- Le serre-tête se désinfecte par immersion :
  - Dans de l'eau de javel diluée à 0,5% : temps minimum 5 minutes ( 1 litre de javel à 2,6% + 4 litres d'eau du réseau ) ; rinçage à l'eau du réseau ; séchage
  - Dans une solution de détergent désinfectant virucide selon la norme EN 14476 tel l'ANIOSYME X3 (ou équivalent) : temps minimum 5 minutes (1 sachet de 25ml pour 5 litres d'eau) ; rinçage à l'eau du réseau ; séchage

